

Кроличыи Поликлональные Антитела К Hmg20B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9P0W2

Артикул: CM0028343

введение

Кроличыи поликлональные антитела к HMG20B — это поликлональные антитела, полученные на кролике и распознающие человеческий и мышиный белок HMG20B. Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацелены на регулятор хроматина, необходимый для прогрессии клеточного цикла и репрессии транскрипции.

[Узнать больше](#)

Название параметра	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к HMG20B
Примечания/Альтернативные названия	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10362
ID гена	10362
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-317 человеческого белка HMG20B (NP_006330.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9P0W2
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом