


Поликлональное Антитело Кролика Против Hnrnpf Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P52597

Артикул: CM0023337



введение

Поликлональное антитело кролика против HNRNPF, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА; реагирует с белком человека и мыши. Подходит для изучения альтернативного сплайсинга и функции РНК-связывающих белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против HNRNPF (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	HNRNPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; HNRNPF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3185
ID гена	3185
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 315-415 белка HNRNPF человека (NP_004957.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT	P52597
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом