

Кроличье Моноклональное Антитело К Hnrnpм Для Вб, Ип, Игк-П, Иф/Икк, Ифа - P52272

Артикул: CM0003367



введение

Кроличье моноклональное антитело к HNRNPM — это кроличье моноклональное антитело, распознающее HNRNPM (78 кДа) у человека, мыши и крысы. Подходит для ВБ, ИП, ИГК-П, ИФ/ИКК и ИФА, поддерживает исследования сплайсинга пре-мРНК и сигналинга раковоэмбрионального антигена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к HNRNPM
Примечания/Алиасы	CEAR; HNRPM; HTGR1; NAGR1; HNRPM4; HNRNPM4; hnRNP M; HNRNPM
Вид	Человек
ID гена (человек)	4670
ID гена	4670
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200–300 человеческого HNRNPM (P52272)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P52272
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Холодовой пакет