


Кроличья Поликлональная Антитело К Hnrnpr Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - O43390

Артикул: CM0020040



введение

Валидированное кроличье поликлональное антитело к HNRNPR для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обнаруживает гетерогенный ядерный рибонуклеопротеин R человека, мыши и крысы, ключевой участник процессинга мРНК. Идеально подходит для исследований в области биологии РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HNRNPR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HNRNPR; NEDDFSB; hnRNP-R; HNRNPR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10236
GeneID	10236
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 550-633 человеческого HNRNPR (NP_005817.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43390
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	В ледяном пакете