

Кроличья Поликлональная Антитело К Homer1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ифа - Q86Ym7

Артикул: CM0028642

введение

Кроличья поликлональная антитело к HOMER1. Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF-P и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Скаффолдный белок, участвующий в синаптической сигнализации и пластичности. Идеально подходит для нейронаучных исследований по связыванию метаботропных глутаматных рецепторов и морфологии дендритных шипиков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HOMER1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; HOMER1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9456
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 125-354 человеческого HOMER1 (NP_004263.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86YM7
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент