

Кроличий Поликлональный/Моноклональный Антитело НОРХ Rabbit Polymab® Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip), Мф (If-P), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Bpy8

Артикул: CM0002214

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело, направленное против человеческого НОРХ (белок, содержащий только гомеодомен). Валидировано для WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований развития сердца и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	НОРХ Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдонимы	HOD; HOP; OB1; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84525
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-73 человеческого НОРХ (NP_631957.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BPY8
Молекулярная масса белка	8 кДа
Доставка	В ледяном пакете