

Кроличья Rab K Hoxb5 Для Wb, If/Icc, Elisa - P09067

Артикул: CM0027933

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело к HOXB5, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с видами человек, мышь и крыса. Идеально подходит для исследований в области биологии развития и транскрипции. Примерно 29 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к HOXB5
Примечания/Псевдоним	HOX2; HU-1; HOX2A; Hox2.1; HHO.C10; HOXB5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3215
ID гена	3215
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 170-269 человеческого HOXB5 (NP_002138.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09067
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом