

Конъюгированное С Hrp Кроличье Моноклональное Антитело К Дигоксину Для Elisa И Dot Blot - Дигоксин

Артикул: CM0007705

введение

Конъюгированное с HRP кроличье моноклональное антитело против Дигоксина. Валидировано для DB и ELISA. Видонезависимая перекрестная реактивность. Идеально для обнаружения малых молекул в иммуноанализах IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Конъюгированное с HRP кроличье моноклональное антитело к Дигоксину
Примечания/Альтернативные названия	Дигоксин; Конъюгированный с HRP Дигоксин
Иммуноген	Химические соединения Дигоксин
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Видонезависимая
Доставка	В пакете со льдом