

## Кроличья Поликлональная Антитело К Hrsp12 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P52758

Артикул: CM0026424



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого HRSP12 (RIDA), валидированное для WB и ELISA. Подходит для изучения метаболизма енаминов/иминов и расщепления РНК, зависимого от m6A. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | HRSP12 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | PSP; P14.5; UK114; HRSP12; hp14.5                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| ID гена                   | 10247                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-137 человеческого HRSP12 (NP_005827.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                 |
| SWISS                     | P52758                                                                                                                               |
| Молекулярный вес белка    | 14кДа                                                                                                                                |
| Доставка                  | Сумка-холодоэлемент                                                                                                                  |