

Hs2St1 Rabbit Pab - Q7Lga3

Артикул: CM0015117

введение

HS2ST1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Оно обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный HS2ST1, гепаран-сульфат 2-О-сульфотрансферазу массой 42 кДа, участвующую в развитии почек и биосинтезе гепаран-сульфата.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HS2ST1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NFSRA; dj604K5.2; HS2ST1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9653
GeneID	9653
Иммуноген	Рекомбинантный белок/Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-229 человеческого HS2ST1 (NP_001127964.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7LGA3
Молекулярная масса	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник