

Кроличьи Поликлональные Антитела К Hsc70/Hspa8 Для Вб, Игх-П, Иф/Мки, Ифа - P11142

Артикул: CM0020556



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому Hsc70/HSPA8 (конститутивный белок теплового шока 71 кДа, HSPA8). Валидировано для ВБ, ИГХ-П, ИФ/МКИ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинными, крысиными и обезьяньими антигенами. Подходит для исследований шаперонов, аутофагии и стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Hsc70/HSPA8 кроличье pAb
Примечания/Синонимы	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Вид	Человек
ID гена (человек)	3312
ID гена	3312
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 510–615 человеческого Hsc70/HSPA8 (NP_006588.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/МКИ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	P11142
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодовой пакет