

Hsd17B2 Rabbit Pab — P37059

Артикул: CM0020149

введение

Поликлональное антитело кролика против HSD17B2 — 17-бета-гидроксистероиддегидрогеназы, инактивирующей эстрадиол и тестостерон. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA при работе с образцами человека, мыши и крысы. Полезно для исследований метаболизма стероидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSD17B2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	HSD17; SDR9C2; EDH17B2; HSD17B2
Вид	Человек
GeneID	3294
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 100-200 HSD17B2 человека (NP_002144.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P37059
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом