


Нsp27/Нspb1 Кроличья Поликлональная Антитело - P04792

Артикул: CM0012905



введение

Кроличья поликлональная антитело к HSP27/HSPB1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА. Реагирует с HSP27/HSPB1 человека, мыши и крысы (SWISS P04792). Нацелено на тепловой шок белок бета-1 — молекулярную шаперону, участвующую в стрессовом ответе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSP27/HSPB1 Кроличья pAb
Примечания/Алиасы	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3315
ID гена	3315
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого HSP27/HSPB1 (NP_001531.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04792
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Айс-пак