

Кроличье Моноклональное Антитело Hspa14 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q0Vdf9

Артикул: CM0006620

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого HSPA14 (HSP70-4, HSP70L1) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Валидировано для человека и мыши. Цитозольный шаперон, участвующий в сворачивании новосинтезированных полипептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело HSPA14
Примечания/псевдонимы	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51182
Идентификатор гена	51182
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HSPA14 (Q0VDF9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q0VDF9
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом