


Поликлональное Антитело К Hspb11 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа - Q9Y547

Артикул: CM0023722



введение

Кроличье поликлоральное антитело к HSPB11 (IFT25, PP25), валидированное для WB, ИHC-P, IF/ICC, ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Подходит для исследований в области биологии ресничек, сигналинга SHH и фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HSPB11 кроличье поликлоральное антитело
Примечания/Алиасы	PP25, FAP232, HSPB11, C1orf41, CFAP232, HSPC034
Вид	Человек
ID гена (человек)	51668
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-144 человеческого HSPB11 (NP_057210.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y547
Молекулярная масса белка	16кДа
Доставка	Айс-бокс