


Htatsf1 Rabbit Pab - O43719

Артикул: CM0029709



введение

Кроличий поликлональный антитело против HTATSF1, компонента сплайсосомы и кофактора HIV Tat. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC), ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований ядерного сплайсинга и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HTATSF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TATSF1; TAT-SF1; dJ196E23.2; HTATSF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27336
GeneID	27336
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого HTATSF1 (NP_055315.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43719
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	В ледяном пакете