


Поликлональное Кроличье Антитело К Htra3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P83110

Артикул: CM0013932



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий HTRA3 (сериновая протеаза, супрессор опухолей, фактор развития плаценты). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, дает перекрестную реакцию с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репродуктивной биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к HTRA3
Примечания/синонимы	Prsp; Tasp; HTRA3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	94031
Идентификатор гена	94031
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 334-453 человеческого HTRA3 (NP_444272.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P83110
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом