

Панель Активированных Т-Клеток Человека — Кроличьи Моноклональные Антитела

Артикул: CM0009186

введение

Панель активированных Т-клеток человека, кроличьи моноклональные антитела для анализа активированных Т-клеток человека методом проточной цитометрии. Предназначена для исследовательского использования в иммунологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Панель активированных Т-клеток человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрёстная реактивность	Человек
Транспортировка	Пакет со льдом