

Кроличья Поликлональная Антитело К Комплементу Человека C6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P13671

Артикул: CM0014279



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на комплемент человека C6 — ключевой компонент мембранно-атакующего комплекса. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Подходит для исследований пути комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	C6 Rabbit pAb
Примечания/Альяс	C6
Вид	Человек
ID гена	729
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 586–934 человеческого C6 (NP_000056.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P13671
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	Холодопак