

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Ige Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Ифа - P01854

Артикул: CM0006982



введение

Моноклональное кроличье антитело, нацеленное на константную область тяжелой цепи человеческого IgE (IGHЕ, P01854). Валидировано для Вестерн-блоттинга, проточной цитометрии, ИФА. Распознает секретируемый и мембранный IgE, что важно для исследований аллергии, воспаления и В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому IgE
Примечания/Альтернативные названия	Igh2; IGHЕ; IGHЕP1; Человеческий IgE
Вид	Человек
ID гена	3497 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 104-428 человеческого IgE (P01854).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, проточная цитометрия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01854
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом