


Кроличье Моноклональное Антитело К Fc-Фрагменту Человеческого IgG Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф-П, Ифа - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Артикул: CM0006024



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к Fc-фрагменту человеческого IgG, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ-П, ИФА. Распознает подклассы человеческого IgG (P01857, P01859, P01860, P01861). Рекомбинантный иммуноген, 52 кДа. Идеально для иммунологических и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Fc-фрагменту человеческого IgG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3,500,350,135,023,500
GeneID	3,500,350,135,023,500
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-330 Fc-фрагмента человеческого IgG (P01857).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом