


Кроличья Поликлональная Антитело К Человеческому IgG1/Иммуноглобулину Тяжелой Константной Гамма-1 Для ВБ, Ифа - P01857

Артикул: CM0024143



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого IgG1 (тяжелая константная гамма-1,IGHG1). Подходит для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с человеческими и мышиными материалами. Иммуноген соответствует аминокислотам 21-130 (домен CH1).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к человеческому IgG1/иммуноглобулину тяжелой константной гамма-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3500
ID гена	3500
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-130 человеческого IgG1/иммуноглобулина тяжелой константной гамма-1 (P01857)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01857
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом