


Кроличье Поликлональное Антитело К Человеческому IgM Для Вб, Ифа - P01871

Артикул: CM0026493



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому IgM нацелено на константный участок тяжелой цепи иммуноглобулина М человека (UniProt P01871). Валидированное для вестерн-блота и ИФА, это поликлональное антитело является незаменимым инструментом для исследований гуморального иммунитета, биологии В-клеток и изучения структуры и функции иммуноглобулинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к человеческому IgM
Примечания/Синонимы	MU; VH; AGM1; Human IgM
Вид	Человек
ID гена (человек)	3507
ID гена	3507
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 213–453 участка человеческого генаIGHM (P01871)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01871
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодильный пакет