

Моноклональная Панель Антител К Нейтрофилам Человека Для Проточной Цитометрии - Панель Нейтрофилов Человека

Артикул: CM0008196

введение

Высококачественная панель моноклональных антител, нацеленная на нейтрофилы человека, валидированная для проточной цитометрии (ПЦ). Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследования биологии нейтрофилов. Поставляется с доставкой в пакете со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Панель нейтрофилов человека
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	Пакет со льдом