

Панель Для Т-Клеток Человека - Кроличьи Моноклональные Антитела

Артикул: CM0012151

введение

Панель кроличьих моноклональных антител для анализа Т-клеток человека методом проточной цитометрии (ПЦ). Предназначена для применения в иммуноонкологии и исследованиях Т-клеток. Перекрестно реагирует с образцами человека. Доставляется в пакете со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Панель для Т-клеток человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	В пакете со льдом