

Коктейль Моноклональных Антител Human Tbnk Panel — Панель Tbnk Человека

Артикул: CM0011898

введение

Панель TBNK человека, состоящая из кроличьих моноклональных антител, предназначена для проточной цитометрической детекции Т-, В- и НК-клеток в образцах человека. Подходит для иммунофенотипирования в научных исследованиях и разработки диагностических тестов in vitro (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Панель TBNK человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	Сумка-холодильник со льдом