

Панель Tbnk Человека

Артикул: CM0009667

введение

Панель TBNK человека представляет собой набор моноклональных антител, оптимизированных для иммунофенотипирования Т-, В- и NK-клеток методом проточной цитометрии (FC). Разработанная для образцов человека, она обеспечивает надежный инструмент для исследований в области иммунологии и клинических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Панель TBNK человека
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
Условия транспортировки	Пакет со льдом