

Кроличыи Поликлональные Антитела К Тиоредоксинредуктазе 1 Человека/Trxr1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q16881

Артикул: CM0021334



введение

Кроличыи поликлональные антитела против тиоредоксинредуктазы 1 человека (TXNRD1) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Подходят для исследований редокс-биологии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к тиоредоксинредуктазе 1 человека/TRXR1
Примечания/синонимы	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; тиоредоксинредуктаза 1 (TXNRD1)
Вид	Человек
ID гена	7296
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 410-490 тиоредоксинредуктазы 1 человека (TXNRD1) (NP_001087240.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16881
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом