

Кроличыи Поликлональные Антитела К Человеческому Tlr3 - O15455

Артикул: CM0022877



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому TLR3 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Распознают человеческий TLR3, ключевой рецептор врожденного иммунитета, который детектирует вирусную двуцепочечную РНК и активирует воспалительные реакции. Подходят для исследований в иммунологии и инфекционных болезнях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к человеческому TLR3
Примечания/Альтернативные названия	TLR3; CD283; IIAE2; toll-подобный рецептор 3; Человеческий TLR3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7098
ID гена	7098
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24-339 человеческого TLR3 (NP_003256.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	O15455
Молекулярная масса белка	72 кДа / 103 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом