

Hus1B Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - Q8Nhy5

Артикул: CM0030632

введение

Кроличья поликлональная антитела к HUS1B для приложений Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознает белок HUS1B человека (~31 кДа), проявляет перекрестную реактивность с мышинным и крысиным гомологами. Подходит для исследований в области биологии контрольных точек клеточного цикла и анализа тканевой экспрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	HUS1B кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	HUS1B
Вид происхождения антигена	Человек
ID гена (человек)	135458
ID гена	135458
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-278 белка HUS1B человека (NP_683762.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NHY5
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	Сумка-холодильник с льдом