


Кроличье Моноклональное Антитело К Hydroxyl-Histone H2A-Y39 (P04908/P0C0S8) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Elisa

Артикул: CM0000072



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к гидроксированному гистону H2A в тирозине 39 (P04908/P0C0S8), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши, крысы и других видов. Идеально для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Hydroxyl-Histone H2A-Y39
Примечания/Альтернативные названия	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Hydroxyl-Histone H2A-Y39
Вид	Человек
GeneID (человек)	3012
GeneID	3012/8329
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический гидроксированный пептид, соответствующий области вокруг Y39 гистона H2A человека (P04908)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к другим модификациям
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (предполагается широкий спектр)
SWISS	P04908/P0C0S8
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом