

Кроличье Моноклональное Антитело К Icam-1/Cd54 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Ифа - P13597

Артикул: CM0005476

введение

Кроличье моноклональное антитело к ICAM-1/CD54, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ИФА. Реагирует с мышью и крысой. Необходимо для изучения адгезии лейкоцитов и трансмиграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICAM-1/CD54 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM-1/CD54
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3383
GeneID	15894
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-485 мышиногo ICAM-1/CD54 (NP_034623.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P13597
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	С ледяным пакетом