

Поликлональное Кроличье Антитело К Id4 Для Вб, Ифа — P47928

Артикул: CM0018843

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ID4 — транскрипционный регулятор, участвующий в росте клеток, дифференцировке и развитии рака. Валидировано для ВБ и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным гомологами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ID4 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	IDB4; bHLHb27; ID4
Вид	Человек
GeneID	3400 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого ID4 (NP_001537.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P47928
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодовой пакет