

Кроличье Моноклональное Антитело Ifluor 594/Abflo 594 Для Db И Elisa - If594

Артикул: CM0010413

введение

Кроличье моноклональное антитело Ifluor 594/ABflo 594 (iF594) — это вид-независимое антитело для применения в DB и ELISA. Оно специфически распознаёт краситель Ifluor 594, что делает его важным инструментом для детекции флуоресцентных красителей в иммуноанализах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело Ifluor 594/ABflo 594
Примечания/Альтернативное название	iF594
Вид	Вид-независимое
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие Ifluor 594
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Вид-независимая
Условия доставки	В пакете со льдом