


Кроличье Моноклональное Антитело К Ifn-Beta Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P01575

Артикул: CM0007131



введение

Кроличье моноклональное антитело против мышинного IFN-beta, подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). IFN-beta является ключевым цитокином врожденного иммунитета, обладающим противовирусными и иммуnoreгуляторными функциями. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к IFN-beta
Примечания/Псевдоним	Ifb; IFNB; If1da1; IFN-beta
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3456
GeneID	15977
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-182 мышинного IFN-beta (NP_034640.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01575
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	С ледяным пакетом