

Ifn Gamma Rabbit Polymab® Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01579 / P01581

Артикул: CM0005598



введение

IFN gamma Rabbit PolymAb® (SWISS P01579/P01581), моноклональное антитело для обнаружения человеческого и крысиного гамма-интерферона с помощью Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для иммунологических исследований и исследований инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFN gamma Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	If2f; IFNG2
Вид	Человек/Крыса
GeneID (Человек)	3458
GeneID	3458/25712
Иммуноген	Рекомбинантный белок гамма-интерферона человека/крысы
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P01579/P01581
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом