

Кроличье Поликлональное Антитело К Ifnar2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - P48551

Артикул: CM0019734



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого IFNAR2 (IFNARB, IFNABR), валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения сигналинга интерферонов I типа и активации пути JAK-STAT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к IFNAR2
Примечания/Альтернативные названия	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3455
GeneID	3455
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-243 человеческого IFNAR2 (NP_997468.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P48551
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом