

Кроличья Поликлональная Антитела К Igfbp1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P08833

Артикул: CM0026575



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий IGFBP1; валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Подходят для исследования IGF-опосредованных путей, клеточной миграции и регуляции апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к IGFBP1
Примечания/Альтернативные названия	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3484
ID гена	3484
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 81-259 человеческого IGFBP1 (NP_000587.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08833
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом