

Igfbp5 Rabbit Pab - P24593

Артикул: CM0016622



введение

Поликлональные антитела кролика против IGFBP5, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают IGFBP5 человека, мыши и крысы — ключевой регулятор сигнального пути IGF и продукции ВКМ. Идеально подходят для исследований в области онкологии и биологии костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGFBP5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IBP5; IGFBP5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3488
ID>ID гена	3488
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 68-167 человеческого IGFBP5 (NP_000590.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24593
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом