

Кроличий Моноклональный Антитело К IKKα Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O15111

Артикул: CM0002604



введение

Кроличье моноклональное антитело к IKKα, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. В качестве антигена использован пептид, соответствующий N-концу; ожидаемая молекулярная масса 85 кДа. Идеально подходит для исследований сигнального пути NF-κappa-B.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IKKα Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKKα
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1147
GeneID	1147
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого IKKα (NP_001269.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15111
Молекулярный вес белка	85 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент