

IL-1 Alpha Rabbit Mab - P01582

Артикул: CM0006454

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиногo IL-1 alpha, подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения воспаления, сигнальных путей цитокинов и врожденного иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL-1 alpha Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IL-1a; IL-1 alpha
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3552
ID гена (Мышь)	16175
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01582
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент