


Кроличье Поликлональное Антитело К IL-1 Альфа Для WB, IHC-P, Elisa — P01583

Артикул: CM0015903



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий IL-1 альфа (31 кДа), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения воспаления, врождённого иммунитета и передачи сигналов аларминов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к IL-1 альфа
Примечания/алиасы	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 альфа
Вид	Человек
GeneID (человек)	3552
GeneID	3552
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 113–267 человеческого IL-1 альфа (NP_000566.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01583
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Пакет со льдом