


Кроличья Поликлональная Антитело К IL10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P18893

Артикул: CM0020855



введение

Мышиная кроличья поликлональная антитело к IL-10, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает мышиный IL-10 — ключевой противовоспалительный цитокин. Иммуноген рекомбинантный. Идеально подходит для исследований иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к IL10
Примечания/алиасы	CSIF; If2a; IL-10; IL10
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3586
GeneID	16153
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 19-178 мышиного IL10 (NP_034678.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18893
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник