

IL13 Кролик Rab - P35225

Артикул: CM0022060



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого IL13, валидированные для WB, ИHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Подходят для изучения аллергического воспаления и иммунных ответов Th2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL13 Кролик rAb
Примечания/Псевдоним	P600; IL-13; IL13
Вид	Человек
GeneID (человек)	3596
GeneID	3596
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-146 человеческого IL13 (NP_002179.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P35225
Молекулярный вес белка	16кДа
Доставка	Сумка со льдом