


Кроличье Моноклональное Антитело Против IL17A Для IHC-P И Elisa - Q16552

Артикул: CM0002197



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого IL17A (CTLA-8, 18 кДа), валидированное для IHC-P и ELISA. Распознает человеческий IL17A. Идеально подходит для изучения воспалительных реакций, антимикробной защиты и иммунитета, опосредованного Th17-клетками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против IL17A
Примечания/Альтернативные названия	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Вид	Человек
ID гена	3605
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-155 человеческого IL17A (NP_002181.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16552
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом