


IL17A Кроличья Поликлональная Антитело - Q16552

Артикул: CM0016457



введение

IL17A Кроличья поликлональная антитело для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ на клетках (IF-P), ИФГ на тканях (IHC-P), ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный IL-17A. Идеально подходит для изучения воспаления, опосредованного Th17, антимикробной защиты и целостности эпителиального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL17A Кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Вид	Человек
ID гена	3605
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-155 человеческого IL17A (NP_002181.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16552
Молекулярный вес белка	18 кДа
Доставка	В ледяном пакете