


Кроличье Моноклональное Антитело К IL2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P60568

Артикул: CM0007395



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий интерлейкин-2 (IL2), для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для изучения роста Т-клеток, иммунной толерантности и исследований в области иммунотерапии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к IL2
Примечания/Альтернативные названия	IL-2; TCGF; лимфокин; IL2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3558
ID гена	3558
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-153 человеческого IL2 (NP_000577.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P60568
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом