


IL21R Rabbit Pab - Q9Hbe5

Артикул: CM0026737



введение

IL21R Rabbit pAb — это высококачественная поликлональная антитело для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обнаруживающее рецептор интерлейкина-21 человека и мыши (CD360). Идеально подходит для исследований в области лимфоидной биологии и изучения заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL21R Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NILR, CD360, IMD56, IL21R
Вид	Человек
ID гена (Человек)	50615
ID гена	50615
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-240 человеческого IL21R (NP_851565.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9HBE5
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом