

Поликлональное Антитело Кролика Против И4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P05112

Артикул: CM0017626



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий IL-4 (Интерлейкин-4), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для изучения иммунной регуляции и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против IL4
Примечания/Альтернативные названия	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Вид	Человек
GeneID	3565 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого IL4 (NP_000580.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05112
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	В пакете со льдом