


Поликлональное Антитело Кролика Против IL4 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P05112

Артикул: CM0026411



введение

Поликлональное антитело против человеческого IL4, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммуофлуоресценции на парафиновых срезах, ИФА. Идеально для исследований цитокинов, активации В-клеток и изучения воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против IL4 (IL4 Rabbit pAb)
Примечания / Альтернативные названия	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3565
GeneID	3565
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-153 человеческого IL4 (NP_000580.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуоферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05112
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом